

Versátil, Compacta, Rápida y Ecológica.

La impresora láser de mesa que agrega verdadero valor a aquellas instituciones que usan película. Hace el cambio a digital fácil y eficaz cuando se combina con ImagePilot® Sigma CR. Un solo paso es todo lo que necesita para llegar al mundo digital.



Digitalice con nuestro CR ImagePilot Sigma

Solo inserte y exponga el casete en el lector digital REGIUS® Sigma e ImagePilot automáticamente procesara la imagen para optimizar la visualización del diagnostico. REGIUS Sigma proporciona hasta 60 placas por hora (14"x17").



Vista de Impresión

El ImagePilot Sigma tiene un modo de composición de impresión que ajusta las imágenes, diseños y anotaciones libremente. Dado que se pueden hacer ajustes en la imagen escaneada sin necesidad de cambiar a otra pantalla, la imagen puede ser ajustada rápidamente.



Imprima


Luego que la imagen ha sido enviada a imprimir desde el ImagePilot, la impresora DRYPRO Sigma puede imprimir hasta 45 hojas de película por hora (14"x17"). DRYPRO Sigma tiene tres tipos de películas disponibles que pueden ser utilizadas según las necesidades del usuario.

Compacto, potente y accesible.

Ofrece un flujo de trabajo completo y sencillo.

Diseño compacto

DRYPRO Sigma es una impresora láser de mesa que cuenta con un tamaño compacto de tan solo 65x60cm. Está diseñado para integrarse perfectamente en diferentes entornos.



Tres tamaños de película

Cambiar el tamaño la película es un proceso sencillo, los usuarios pueden utilizar tres tamaños de películas para diferentes propósitos. Abra la cubierta frontal, extraiga la película, y cárguela de nuevo.




La película de impresión láser SD-S es una película de alta resolución, sensible a infrarrojos y fototérmica diseñada específicamente para las impresoras láser DRYPRO Sigma.

Impresora DICOM

DRYPRO Sigma se puede conectar fácilmente a todo tipo de modalidades, DICOM, CR y DR, CT, RM. Imágenes No-DICOM se pueden importar fácilmente usando ImagePilot Sigma CR con funciones de mini PACS y luego pueden imprimirse utilizando DRYPRO Sigma.

Ejemplo de un diseño de conectividad



Fácil de utilizar

El DRYPRO Sigma es muy sencillo de operar. Una interfaz de usuario sencilla hace fácil la operación de esta impresora, eliminando la necesidad de capacitación al usuario.